

testo 190: Систематична, високоефективна валідація.

Валідація процесів стерилізації та сушіння при заморожуванні - ключовий елемент вашого контролю якості, оскільки вона забезпечує високий рівень безпеки продуктів, які ви випускаєте. Нова система реєстраторів даних CFR testo 190 надійно та ефективно підтримає вас у виконанні всіх нормативних вимог GxP.



testo 190 CFR логер

Досконалий:

Широкий вибір зондів, два розміри батарейок та приладдя для різноманітних застосувань.



32 мм

13 мм



Тримач зонду (шайба)

Фіксатор

Безпечний:

Герметичний на 100 %, навіть після заміни батарейки.



Швидка заміна батарейки без інструментів

Прилад

Батарейка



Кейс для testo 190

Гнучкий:

Універсальне застосування та зручне використання. Працює без зовнішнього джерела живлення.

Одноразове програмування та зчитування 8 логерів



Зручний:

Міцний кейс для транспортування та пристрій для програмування і зчитування поєднані в одному корпусі.



2 в 1

Транспортування та зчитування даних



Професійне ПЗ testo 190 CFR

Інтуїтивно просте:

Програмне забезпечення, що відповідає вимогам 21 CFR, з покроковими інструкціями.

Автоматичний розрахунок:
- Фази проведення
- Рівня летальності (ефективності стерилізації)
- Якості насиченої пари

Покрокове гід-меню



Порівняння з критеріями допустимості

Візуалізація розташування точок вимірювань

Швидке:

Повне документування інформації по валідації, всього одним кліком миші.



1 клік і звіт готовий